

# BICOM<sup>®</sup>

Ursächliche Testung und Therapie!

*Zum Wohl Ihrer tierischen Patienten*



# INHALTSVERZEICHNIS

03	Über REGUMED
05	Grundlagen
06	Warum BICOM
07	Behandlungserfolge
10	Das Schulungskonzept
11	Wissenswertes



Die Bioresonanz Methode gehört ebenso wie z.B. die Homöopathie, die Akupunktur und andere Verfahren der besonderen Therapierichtungen in den Bereich der Regulativen Medizin. Innerhalb der besonderen Therapierichtun-

gen ist die Bioresonanz Methode als bewährte Therapiemethode anerkannt. In der Schulmedizin hingegen ist die Bioresonanz Methode nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und auch noch nicht anerkannt.




## ÜBER REGUMED

REGUMED ist ein international agierendes Medizintechnik-Unternehmen mit Kooperationspartnern und Therapeuten in ca. 100 Ländern. Seit mehr als 35 Jahren setzen wir uns als ein führendes Unternehmen ein, die Lebensqualität von Mensch und Tier zu verbessern. Dafür entwickeln und produzieren wir innovative medizinische Produkte für Therapie und Diagnostik.

REGUMED war eines der ersten Unternehmen weltweit, das zielgerichtete Behandlungsmethoden im Bereich der Informationsmedizin auf den Markt brachte. Forschung und Entwicklung ist permanenter Gegenstand unseres Schaffens. Dabei zeichnet uns die Verknüpfung aus langjähriger Erfahrung und enger Partnerschaft mit medizinischen Experten und Fachkräften besonders aus.

Durch den Vertrieb von biophysikalischen medizinischen Geräten an eine Vielzahl von medizinischen und naturheilkundlichen Einrichtungen unterstützt REGUMED die zukunftsorientierte Arbeit der ganzheitlich orientierten Mediziner (Veterinäre, Humanmediziner, (Tier-) Heilpraktiker). Unsere Geräte und unser Handeln richten wir an hohen Qualitäts- und Standardrichtlinien aus.

Mit international über 100 Seminaren pro Jahr durch die Akademie für Komplementär- und Informationsmedizin wird großer Wert auf eine exzellente Aus- und Weiterbildung aller Anwender gelegt. Wir geben mit unserer Behandlungsmethode allen Therapeuten die Möglichkeit, schulmedizinische Behandlungen ohne schädliche Nebenwirkungen zu ergänzen.





## GRUNDLAGEN

**Der bekannte amerikanische Zellbiologe Bruce Lipton<sup>1</sup> schreibt in seinem Buch „Intelligente Zellen“ zu den molekularen Mechanismen, die Grundlage aller Lebensvorgänge sind, Folgendes:**

„Hunderte von wissenschaftlichen Studien haben in den letzten fünfzig Jahren festgestellt, dass diese „unsichtbaren Kräfte“ aus dem elektromagnetischen Spektrum eine tiefgreifende Wirkung auf alle biologischen Regelsysteme haben. Spezifische Frequenzen und elektromagnetische Strahlungsmuster steuern die DNS-, RNS- und Protein-Synthese, verändern Form und Funktion der Proteine, kontrollieren die Genregulation, Zellteilung, Zelldifferenzierung, Morphogenese (der Prozess, in dem sich Zellen zu Organen und Geweben zusammenschließen), Hormonausschüttung sowie Nervenwachstum und Nervenfunktion. Jede dieser Zellaktivitäten ist unabdingbar für die Entfaltung des Lebens. Obwohl diese Forschungsarbeiten in den angesehensten biomedizinischen Magazinen veröffentlicht wurden, fanden ihre Ergebnisse

keinen Eingang in die Lehrpläne der Universitäten (Liboff 2004; Rosen 1992; Blank 1991; Tsong 1989; Yen-Patton 1988).“

Auf diesen biophysikalischen Grundlagen, die Lipton in seinem Buch beschreibt, sind in den letzten Jahrzehnten verschiedene energetische Methoden und auch Verfahren zur Gesundheitsvorsorge entwickelt worden. Eines dieser Verfahren ist die Bioresonanz Methode.

Uns von REGUMED Medizintechnik zeichnen mehr als 35 Jahre Erfahrung und Leidenschaft aus. Zusammen mit unseren über 1000 begeisterten Therapeuten im Veterinärbereich legen wir großen Wert darauf, immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung und Medizin zu sein.

<sup>1</sup> Bruce H. Lipton Ph.D.: Intelligente Zellen. Koha Verlag, 2012, S. 110.



„An der BICOM Bioresonanz ist wirklich herausragend, dass ich hier diagnostisch sowie therapeutisch schnell zum Erfolg komme. Außerdem kann ich das Tier ganzheitlich behandeln, nicht nur auf ein Symptom oder Organ bezogen – das ist ein großer Vorteil.“


*Dr. med. vet. P. Smital, Tierärztin*

## AUSGANGSPUNKT

**Die BICOM Bioresonanz Therapie orientiert sich an der Erkenntnis, dass chemische Vorgänge im Körper u. a. durch elektromagnetische Schwingungen gesteuert werden.**

Die traditionelle chinesische Medizin bezieht bereits seit sehr langer Zeit Meridiane, Meridianblockaden und Biorhythmen in die ganzheitliche Betrachtungsweise mit ein. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigen sich viele und bedeutende Wissenschaftler mit dem Phänomen der körpereigenen Rhythmen und den elektromagnetischen Schwingungen als auslösenden

oder beeinflussenden Faktor chemischer Prozesse im Lebewesen (Mensch und Tier). Auf diesen Erkenntnissen beruht die BICOM Bioresonanz Therapie, welche gezielt diese körpereigenen Schwingungen verwendet.



Erfahren Sie mehr u. a. in unseren Einführungsseminaren, die unsere Therapeuten jedes Mal aufs Neue begeistern!

## WARUM BICOM®

Die BICOM Bioresonanz Methode ist ein ursachenorientiertes, ganzheitliches Behandlungskonzept. Es kann die Ursachen von Gesundheitsproblemen bei Tieren eingrenzen und selbst versteckte Ursachen des Krankheitsbildes herausfinden.

Tiere besitzen ein natürliches Regulationssystem, das auch außergewöhnliche Einflüsse ausgleichen kann. Allerdings stoßen auch gute Selbstheilungskräfte irgendwann an ihre Grenzen. Anhaltende Belastungen durch Allergene, Umweltgifte, Pilze, Viren, Bakterien oder auch Stress- und veränderte Lebensbedingungen schwächen das Immunsystem und sind oft die Ursachen einer Erkrankung. Insbesondere Pilzbefall auf der Haut oder chronische Erkrankungen im Allgemeinen sind nicht immer einem zuchtbedingten, genetischen Defekt geschuldet, sondern Anzeichen für ein gestörtes Immunsystem.

Gerade bei Tieren, die uns nicht sagen können, wo genau es weh tut, ist die BICOM Bioresonanz Methode der Schlüssel für eine erfolgreiche Diagnose und Therapie. Es ist eine sanfte Therapieform, die ohne Nebenwirkungen und ohne zusätzliche Belastungen für das Tier

vorgenommen werden kann und wird deshalb von Tierhaltern sehr geschätzt.

**Das BICOM® mobile VET nimmt den bioenergetischen Zustand des Tieres auf, verarbeitet die enthaltenen Informationen und leitet modifizierte Schwingungen / Therapiefrequenzmuster an das Tier zurück. Krankheitsbilder und Belastungen können diagnostiziert und eine gezielte Therapie eingeleitet werden.**

Durch den Einsatz von endogenen und exogenen Substanzen können die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und auch bereits länger bestehende Ungleichgewichte reguliert werden.


Wir von REGUMED Medizintechnik sind Wegbereiter der BICOM Bioresonanz Methode. Mehr als 30.000 Therapeuten weltweit, davon weit über 10.000 in Deutschland, setzen unser Therapiekonzept erfolgreich ein.

„Ich setze die BICOM Bioresonanz Methode sehr breitgefächert ein, u. a. bei Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten, chronischen Entzündungen, Hautproblemen und Wundheilung, Bewegungsapparat und orthopädischen Indikationen. Tagtäglich erlebe ich erstaunliche Erfolge, die ich selbst fast nicht glauben kann. Meine Erfolgsquote ist außergewöhnlich hoch, meine Tierhalter sind zufrieden und den Tieren geht es gut - das ist die beste Motivation ...“

*M. Langhojer, Tierheilpraktikerin*



## VORTEILE



## FÜR EINE SANFTE UND OPTIMALE BEHANDLUNG VON KRANKHEITSURSACHEN BEI TIEREN



Die BICOM Bioresonanz Methode ist prädestiniert für den Einsatz bei Groß- und Nutztieren wie Pferden, aber auch bei Hunden, Katzen und Kleintieren. Die Behandlungsschwerpunkte des BICOM® mobile VET sind breit gefächert. Mittlerweile wird es bei vielen Indikationen eingesetzt. Es erkennt frühzeitig gesundheitliche Defizite und findet Anwendung u. a. bei folgenden Beschwerdebildern:

- Sommerekzem
- Futtermittelunverträglichkeiten
- Allergien und Folgeerkrankungen
- COB/COPD
- Leishmaniose und Borreliose
- Toxoplasmose und Anaplasma
- Altersschwäche
- Gelenkerkrankungen (wie z.B. Arthrose)
- Hufgeschwür
- Hot Spot
- Vergiftung durch Giftköder, Pflanzen etc.
- Mauke
- Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
- Katzenschnupfen/Katzenseuche
- Augen-/Bindehautentzündung
- u. v. m.

# BICOM® mobile VET

Designed,  
developed and  
made in GERMANY



Chip Speicher Kanal

Magnetfeld-  
Therapie

Bandpass/  
Frequenzband

Display

Stabilisierungskanal

## SCHULUNGSKONZEPT

Eine gute Ausbildung hat bei uns Tradition. Wir sind in jeder Phase für Sie da.

### AUSBILDUNG

Die Akademie für Komplementär- & Informationsmedizin hat ein ausgeklügeltes Schulungs- und Seminarkonzept entwickelt. Mehr als 40 internationale Kongresse mit über 30.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt wurden bisher ausgerichtet. Durch regelmäßig stattfindende Online-Kongresse können auch Sie von dem geballten Wissen aller Experten profitieren. Nähere Informationen dazu finden Sie auf [www.regumed.de](http://www.regumed.de)

### ANWENDUNGS-UNTERSTÜTZUNG

Bei der Integration und beim Betrieb der BICOM Bioresonanz Methode steht Ihnen ein Anwendungsberater persönlich in Ihrer Praxis zu Verfügung. Mit mehr als 25 Anwendertagen pro Jahr - auch bei Ihnen vor Ort - legen wir großen Wert auf eine exzellente Aus- und Weiterbildung unserer Therapeuten. Darüber hinaus steht allen BICOM Anwendern bei Fragen rund um die BICOM Bioresonanz Methode eine telefonische Hotline zur Verfügung.

### THERAPEUTENFINDER

Auf unserer Homepage können Sie sich als BICOM Therapeut in unserem Therapeutenfinder registrieren lassen. So finden mehr Tierhalter den Weg zu Ihnen.

### KOMMUNIKATION

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Praxis-Marketing, damit Sie viele Tierhalter für die BICOM Bioresonanz Methode sensibilisieren und gewinnen können.


## WISSENSWERTES

<https://shop.regumed.de/>

In unserem Webshop finden Sie jede Menge Zubehör und Sie können 24 Stunden am Tag / 365 Tage im Jahr auf <https://shop.regumed.de> stöbern.

### Newsletter

Immer informiert sein! Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und profitieren Sie von Informationen aus erster Hand sowie von aktuellen Aktionen. [regumed.de/newsletter](http://regumed.de/newsletter)



„An der BICOM Bioresonanz gefällt mir, dass ich mit dieser Methode ganzheitlich in die „Tiefe“ schauen kann und so zu Ergebnissen komme, die ich sonst nie erhalten hätte.“

*Dr. med. vet. C. Zanger*



**BICOM®**

ist eine Marke von REGUMED.



Regulative Medizintechnik GmbH  
Robert-Koch-Straße 1a  
82152 Planegg  
Germany  
Tel.: +49 89 85461 - 238  
Fax: +49 89 85461 - 280  
[kontakt@regumed.de](mailto:kontakt@regumed.de)  
[www.bicom-veterinaer.de](http://www.bicom-veterinaer.de)